



Regal Prosthesis Ltd.

Силиконовые косметические оболочки кисти

Бланк заказа

Наименование организации _____ Дата заказа _____

Контактное лицо _____ Номер заказа _____

Тел. _____ Факс _____

Ф.И.О. пациента _____ Возраст _____ Пол _____

Род деятельности _____

Пожалуйста заполните форму для детализации Вашего заказа:

<input type="checkbox"/> X серия (см. каталог стр. 12)					
<input type="checkbox"/> SCM - индивидуальное изготовление (см. каталог стр. 10-11)					
<input type="checkbox"/> RF - усиление пальцев					
<input type="checkbox"/> Z - встроенная застежка-молния					
<input type="checkbox"/> Индивидуальное заполнение оболочки					
<input type="checkbox"/> Заполнение вспененным полимером					
<input type="checkbox"/> Заполнение вспененным полимером и силиконом					
<input type="checkbox"/> Индивидуальный цвет	—	—	—	—	—
Дополнительное обновление (Стоимость изделия при дополнительном обновлении возрастает! Цены и возможность поставки уточняйте у Вашего поставщика.)	Модель (см. каталог стр. 74-75)	Пол: М - мужская F - женская	Исполнение L - левая R - правая	Размер	Цвет
	<input type="checkbox"/> Металлическая молния-застежка				
	<input type="checkbox"/> Пластиковая молния-застежка				
	<input type="checkbox"/> Без молнии-застежки				
Примечания:					
• При выборе индивидуально цвета необходимо отправить нам цветовой образец. Для этого выполните цветную фотографию (с повышенной точностью цветопередачи) здоровой конечности и культи.					
• Дополнительное обновление подходит не для всех моделей, для уточнения внимательно изучите настоящий каталог и проконсультируйтесь с Вашим поставщиком.					


Прочие замечания:

Перечень пересылаемых информационных материалов:

- Детализированная фотография с повышенной цветопередачей (культи и здоровой конечности)
- Вернуть слепок обратно (следует указать, если Вы хотите получить слепок обратно)
- Отправлен модифицированный слепок (культи и здоровой конечности) →
- Отправлен немодифицированный слепок (культи и здоровой конечности)

*** модификация слепка:**
при модификации слепка Вам
потребуется уменьшение на 3%
в костной области, и на 4% в
мясистой области

ЛЕВАЯ РУКА




△ = длина

□ = периметр

Примечания:

- Приложите Вашу левую руку на контур кисти и сделайте жирный обрис черной ручкой.
- Пожалуйста заполните все указанные поля размеров, от этого будет зависеть точность подбора и изготовления.
- Все размеры указывайте в мм.

Информация, которую Вы указываете в данной форме не заменяет слепок, а служит только для уточнения данных!



△ = длина

□ = периметр

Примечания:

- Приложите Вашу правую руку на контур кисти и сделайте жирный обрис черной ручкой.
- Пожалуйста заполните все указанные поля размеров, от этого будет зависеть точность подбора и изготовления.
- Все размеры указывайте в мм.

Информация, которую Вы указываете в данной форме не заменяет слепок, а служит только для уточнения данных!




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК REGAL ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Vita Orta Co Ltd.
Продовольствие в России
ООО «КОМПАНИЯ ВИТА-ОРТА»

141011, Россия, Московская область,
г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
☎ +7 (495) 787-52-80
✉ sales@blatchford.ru

Размеры для моделей 101L, 102L, 102LS, 101LL, 102LL, 102LSL
для ампутации на уровне запястья или выше запястья
(толщина обложки: 2,5 мм - 3,0 мм)

Размер обложки	Мужские (мм)						Женские (мм)					
	E	C	D	B	A	F	E	C	D	B	A	F
XL1	235	94	83	197	420	560	214	88	75	178	335	560
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
XL	235	85	82	198	340	570	203	80	69	168	308	495
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
L	228	88	74	185	337	558	205	80	73	175	328	500
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
L1	215	80	73	190	358	565	194	82	64	158	334	545
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
LM	214	88	75	178	335	560	188	85	64	157	315	540
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M	205	83	71	180	340	565	182	78	65	155	312	475
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M1	204	83	68	183	357	555	180	78	64	153	310	465
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M2	205	78	70	166	334	535	184	75	62	161	330	480
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M3	198	85	64	158	334	545	178	70	59	152	305	492
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
S	215	85	65	168	360	545	176	72	53	139	325	495
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
S1	210	75	65	168	360	540	172	71	53	138	310	496
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M4	204	78	70	172	365	520						
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая						
MS	188	75	62	159	304	490						
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая						
S	193	80	63	157	310	500						
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая						
S	184	75	62	116	330	480						
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая						
CL	184	75	62	161	330	480	176	72	53	139	325	495
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
CM	176	72	53	139	325	495	170	70	55	136	325	476
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
CS	140	58	50	116	270	455	140	58	50	116	270	455
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
CXS	123	50	43	116	220	400	123	50	43	116	220	400
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая



Размеры для модели 103
для частичной ампутации ладони
(толщина обложки: 2,0 мм - 2,5 мм)

Размер обложки	Мужские (мм)						Женские (мм)					
	E	C	D	B	A	F	E	C	D	B	A	F
XL1	23.5	8.5	7.7	20.0	24.5		22.0	8.8	7.5	19.0	23.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
XL	23.0	8.5	7.4	19.0	23.5		20.0	8.0	6.9	17.4	22.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
L	23.0	8.7	7.5	19.6	23.5		20.2	8.0	7.3	17.8	21.5	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
L1	22.0	7.7	7.2	18.9	21.3		19.6	8.2	6.4	16.8	21.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
LM	22.0	8.5	7.9	19.0	23.0		20.2	8.5	6.4	16.3	21.5	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M	21.0	8.0	6.9	20.0	22.5		19.3	8.0	6.3	16.0	22.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M1	20.5	7.5	7.0	17.7	21.0		18.7	7.5	6.2	16.7	21.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M2	19.6	8.0	6.4	17.0	21.0		18.0	7.0	5.9	15.5	22.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M3	21.0	8.0	6.7	17.0	22.5		17.5	7.2	6.3	14.5	19.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M4	20.5	7.5	6.8	17.0	23.5		17.4	7.1	5.3	14.5	19.2	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
MS	19.0	7.5	6.2	16.5	21.5		17.0	7.0	5.5	15.0	19.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
S	18.5	7.5	6.1	16.5	21.0		16.5	7.0	5.3	13.7	19.5	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
CL	18.5	7.5	6.1	16.5	21.0		17.5	7.2	5.3	14.5	19.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
CM	17.5	7.0	5.4	14.2	19.3		17.0	7.0	5.5	15.0	19.0	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
CS	14.0	5.5	5.0	11.5	17.5		14.0	5.8	5.0	11.5	17.8	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
CXS	12.5	5.0	4.3	11.5	17.0		12.5	5.0	4.3	11.6	17.3	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая



Размеры для моделей 100L (удлиненная модель)
для механических и электромеханических мио-/био- кистей
(толщина обложки: 2,5 мм - 3,0 мм)

Размер обложки	Мужские (мм)						Женские (мм)					
	E	C	D	B	A	F	E	C	D	B	A	F
XL (8")	236	78	76	198	555		208	75	72	186	515	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
L (7 3/4")	208	74	68	185	565		198	75	64	176	480	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M (7 1/4")	201	75	65	180	540		202	75	64	180	475	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M (7 1/4")	201	74	70	180	537							
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая						

Размеры для моделей 100 (стандартная модель)
для механических и электромеханических мио-/био- кистей
(толщина обложки: 2,5 мм - 3,0 мм)

Размер обложки	Мужские (мм)						Женские (мм)					
	E	C	D	B	A	F	E	C	D	B	A	F
XL (8")	233	78	75	203	560		210	76	72	186	230	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
L (7 3/4")	208	74	68	185	565		210	75	72	188	230	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M (7 1/4")	201	75	65	180	540		195	73	61	174	220	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
M (7 1/4")	201	74	70	180	537		202	75	66	182	220	
	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая